

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-jednoszynowy-szpotawo-koślawego-stawu-kolanowego-gonartec-6121-d-i-p-2272.html>



Stabilizator jednoszynowy szpotawo-koślawego stawu kolanowego GONARTEC® 6121 D/I

Numer katalogowy **6121 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator, wykonany z materiału typu 3-TEX®, posiada: rozcięcie od góry do podstawy rzepki, jedną policentryczną szynę z poduszką powietrzną oddzielającą ją od kończyny, po przeciwnej stronie rękawa umiejscowiona jest stalka, skośne udowe i podudziowe dopięcie szyny mające na celu mocniejszą korekcję koślawości/szpotawości kolana, U-kształtne podparcie rzepki, zwiększające jej stabilność, taśmy zapinane są na micro-velcro.

Zastosowanie:

artrozy przedziału udowo-podudziowego, koślawość lub szpotawość stawu kolanowego, urazy więzadeł pobocznych lub przyśrodkowych kolana, stany pozabiegowe wymagające zrównoważenia obciążenia powierzchni stawowych, dolegliwości łąkotkowe.

Działanie:

poduszka powietrzna po napompowaniu zapewnia, w zależności od wersji, korektę szpotawości lub koślawości stawu kolanowego, odciąża więzadła oraz powierzchnie stawowe boczne lub przyśrodkowe. Szyna zapewnia wsparcie i prowadzenie ruchu po właściwym torze w osłabionym stawie, pozwala na zrównoważenie obciążenia powierzchni stawowych kolana.

Funkcja:

gdy poduszka jest napompowana wywołuje nacisk na boczną lub przyśrodkową okolicę stawu kolanowego, powodując rozwarcie przedziału (bocznego/przyśrodkowego) znajdującego się po przeciwnej stronie stawu, wpływa wydatnie na zmniejszenie lub całkowitą redukcję dysproporcji siły pionowego nacisku na piszczelową powierzchnię stawową po stronie bocznej i przyśrodkowej, szyna zapewnia powiększenie tego efektu poprzez mocniejsze dociągnięcie skośnych pasków udowego i podudziowego.

Dobór:

6121 D koślawość stawu kolanowego lewego oraz szpotawość prawego.
6121 I koślawość stawu kolanowego prawego oraz szpotawość lewego.

Pakowanie:D-prawy / I-lewy.

Długość:39 cm.

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|-----|------|-------|
| ROZMIAR | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 |
|---------|------|-----|-----|-----|------|-------|

Obwód kolana na 32-34
wysokości
rzepki (cm)

34-36

36-38

38-41

41-44

44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy