

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:16

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kciuka-bezowy-p-3330.html>

## Stabilizator kciuka beżowy



Numer katalogowy	<b>4518</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

- wbudowane formowalne metalowe wzmocnienie dla zapewnienia maximum ochrony
- wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości ruchu samego palca
- szeroki pasek na wysokości nadgarstka zapewnia jego sztywne zapięcie

### Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
- bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka
- kontuzja tkanek miękkich i ścięgien
- zapalenia kości i stawów

**Uniwersalny rozmiar** (wg obwodu nadgarstka od 13 do 26 cm)