
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kciuka-bezowy-p-3330.html>

Stabilizator kciuka beżowy



Numer katalogowy	4518
Producent	Mueller

Opis produktu

- wbudowane formowalne metalowe wzmocnienie dla zapewnienia maximum ochrony
- wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości ruchu samego palca
- szeroki pasek na wysokości nadgarstka zapewnia jego sztywne zapięcie

Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
- bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka
- kontuzja tkanek miękkich i ścięgien
- zapalenia kości i stawów

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 26 cm)