
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kciuka-p-3331.html>

Stabilizator kciuka

Numer katalogowy	62712
------------------	--------------

Producent	Mueller
-----------	----------------



Opis produktu

- Zawiera dwa wzmocnienia dla zapewnienia maximum ochrony oraz trzy paski dla idealnego dopasowania stabilizatora w okolicach nadgarstka
- wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości ruchu samego palca
- materiał airmash umożliwia skórze oddychanie

Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
- bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka
- kontuzja tkanek miękkich i ścięgien
- zapalenia kości i stawów

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 27 cm)