

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kciuka-z-szyna-1089-p-7621.html>

## Stabilizator kciuka z szyną - 1089



Numer katalogowy	<b>1089</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **1089 Stabilizator kciuka z szyną.**

Wykonany z **oddychającego Breathprenu podszytego bawełną** wzmacnia staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne.

**Numer katalogowy:** 1089.

**Rozmiar** (obwód wokół nadgarstka):

**S** 14,0cm - 15,9cm

**M** 16,5cm - 18,4cm

**L** 19,1cm - 21,0cm

**XL** 21,6cm - 23,5cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL