

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kciuka-z-szyna-1289-p-7616.html>



Stabilizator kciuka z szyną - 1289

Numer katalogowy	1289
Producent	Oppo

Opis produktu

1289 Stabilizator kciuka z szyną.

Wykonany z **oddychającego, perforowanego breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniami i wstrząsami. Zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne. Trzy wyjmowane, metalowe szyny umieszczone w okolicach kciuka powiększają jego stabilność. Idealny w przypadku zwichnięć, złamań i prostych pęknięć kciuka.

Numer katalogowy: 1289.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 13,0 cm - 15,2 cm

M 15,6 cm - 17,2 cm

L 17,5 cm - 19,1 cm

XL 19,4 cm - 21,0 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL