

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-genumedi-emotion-p-7898.html>



Stabilizator kolana Genumedi® E+motion

Numer katalogowy **9808**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator kolana

- System antypoślizgowy
- Specjalnie dzianiny Comfort Zones
- Interesująca kolorystyka

Wbudowana specjalna wkładka silikonowa Genumedi odciąża rzepkę i w połączeniu z uciskiem wywieranym przez materiał powoduje efekt masażu, co z kolei poprawia ukrwienie stawu i przyspiesza gojenie obrzęków i wysięków śródstawowych, a także łagodzi podrażnienia i bóle. Jednocześnie poprawia się motoryka mięśni oraz zdolność samodzielnej stabilizacji stawu kolanowego.

Detale:

- Specjalnie tkana, miękka część Comfort-Zone odciąża obszar dołu podkolanowego i zapobiega uciskowi.
- Przyjemne i bezuciskowe ułożenie rzepek poprzez specjalnemu silikonowemu pierścieniowi.

Wskazania

- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) wiążące się z obrzękami i krwiakami
- Bóle w okolicy rzepek (zespół bólowy przedniego przedziału kolana)

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono dotychczas żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jednakże zbyt mocne ściśnięcie środków pomocniczych, np. ortez może w niektórych przypadkach prowadzić do wystąpienia objawów ucisku lub zwężenia naczyń lub nerwów. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności należy przed zastosowaniem opaski skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie:

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy, żyłaków.
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Stosowanie łącznie z innymi produktami, np. z pończochami uciskowymi należy wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie.

Rozmiar(d) cm	(f) cm	rozmiar	numer artykułu
28 - 31	40 - 43	II	K.100.302
31 - 34	43 - 46	III	K.100.303
34 - 37	46 - 49	IV	K.100.304
37 - 40	49 - 52	V	K.100.305
40 - 43	52 - 55	VI	K.100.306

medi Kidz - W rozmiarach I + II również dla dzieci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: II , III , IV , V , VI