

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-hg80-p-3299.html>



Stabilizator kolana HG80

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 0F39-80018 |
|------------------|-------------------|

| | |
|-----------|----------------|
| Producent | Mueller |
|-----------|----------------|

Opis produktu

Stabilizator z Kevlarem. Wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć. HydraCinn (bez lateksu i neoprenu). Wbudowana stała bariera antymikrobowa zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi przykry zapach, grzybicy i innych mikroorganizmów. Antypoślizgowe paski wewnętrzne zapobiegają przemieszczaniu się stabilizatora. Uniwersalna torebka żelowa otacza i stabilizuje rzepkę kolanową poprawiając jej trajektorię. Giętkie stalowe sprężyny wspierają kolano po obu stronach, pozwalając zarazem na ruch i zginanie. Nylonowa torebka do prania dołączona gratis chroni ubrania przez zaczepianiem o paski w torbie sportowej i w pralce.

Rozmiar dobieramy na podstawie obwodu wokół środka kolana.

Dostępny tylko rozmiar: SM 30 – 35 cm