

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-odciazajacy-przyczepy-wiezadla-rzepki-genumedi-pss-p-7864.html>



## Stabilizator kolana odciążający przyczepy władła rzepki Genumedi® PSS

Numer katalogowy **9774**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator kolana odciążający przyczepy władła rzepki

##### Wskazania

- entezopatia władła rzepki (kolano skoczka)
- choroba Osgooda-Schlattera
- zespół bólu rzepkowo-udowego
- choroba tkanki chrzęstnej rzepki
- rozmiękanie chrząstki rzepki
- po urazie władła rzepki
- choroba zwyrodnieniowa tylnej powierzchni rzepki
- nieprawidłowy ślizg rzepkowo-udowy
- zespół fałdu maziowego

##### Sposób działania

- dwudzielny układ pelot ułatwia prowadzenie rzepki oraz celowo zmniejsza siłę nacisku i ciągnięcia w okolicy czubka rzepki i guzowatości piszczeli
- zrównoważony rozkład nacisku dzięki przesuniętemu układowi pasków
- proprioceptywnie pobudzający nacisk na władło rzepki przez guzki

---

przytrzymujące – sprzyja zwiększeniu napięcia mięśnia czworogłowego

- niezawodne prowadzenie i stabilizacja stawów dzięki kompresji proprioceptywnej
- optymalny ucisk obszaru biodra
- możliwość ponownego użycia po wymianie opatrunku
- wspiera mobilizację pacjenta
- łatwe ubieranie

#### **Korzyści produktu**

- przesunięty układ pasków umożliwia zrównoważony rozkład nacisku (tylny pasek lekko przesunięty w dół – eliminuje nadmierny ucisk i nie hamuje układu krążenia.
- dwudzielny układ pelot o profilu 3D powoduje dodatkowy efekt masażu: pelota w okolicy rzepki i w okolicy ścięgna zapewniają dokładną stabilizację i odciążenie.
- stabilne przyleganie dzięki zintegrowanemu punktowemu pokryciu silikonem.

#### **Rozmiar:**

obwód "f" (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obwód "d" (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI	VII
numer artykułu	K.150.401/002	K.150.402/002	K.150.403/002	K.150.404/002	K.150.405/002	K.150.406/002	K.150.407/002

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI , VII

**Kolor:** limonkowy / lazurowy