

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-os6211-p-2532.html>



## Stabilizator kolana OS6211

Numer katalogowy **OS6211**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała, utkanie 3D zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie, ponadto orteza zawiera okołorzepkowy wiskoelastyczny pierścień stabilizująco-masujący oraz fiszbiny boczne, wspólne działanie wspomnianych elementów konstrukcyjnych zapewnia stabilizację kolana oraz micromasaż poprawiający krążenie.

#### Zalecenia:

Osteoarthritis, artrozy niewielkie urazy i niestabilności średniej wielkości stany zapalne wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

#### Działanie:

efekt masażu peloty oraz kompresja rękawa, wywołują lepsze krążenie powodując szybszą resorpcję wysięku, zapobiegają przesuwaniu się ortezy, strefy komfortu zapobiegają powstawaniu nadmiernej kompresji w niepożądanych miejscach stabilizator poprawia zwartość stawu, stabilizuje, redukuje obrzęki okołorzepkowe.

**Długość:**24 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód na wysokości kolana (cm)	32-36	36-41	41-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S