



## Stabilizator kolana PTO

Numer katalogowy **C113-71919**

Producent **Breg**

### Opis produktu

PTO jest ortezą służącą do efektywnego redukowania chrząstkowo - udowego bólu, będącego skutkiem problemów ze stabilnością kolana w trakcie chodzenia oraz niestabilności samej rzepki.

Otrzeza ta posiada opatentowany zawias Cawley Tension, który wpływa na ustabilizowanie ruchu rzepki, w najbardziej krytycznym ruchu tj. w pełnym wyproście. Dzięki dynamicznemu ograniczaniu stopnia nacisku na boczną wkładkę zabezpieczającą rzepkę, zawias Cawley Tension Hinge pomaga zredukować ból, tworząc delikatną warstwę chroniącą przed podwichnięciami rzepki.

#### Używana przy:

- problemy z rzepką w trakcie chodzenia (szczególnie w pełnym wyproście)
- łagodne rozmiękanie chrząstki
- podwichnięcia rzepki
- stany po operacji wymiany rzepki
- przemieszczeniem się rzepki
- zapalenia ścięgien przyrzepkowych
- rzepkowo-udowe syndromy bólowe

#### Cechy charakterystyczne:

- dostępna w wersji neoprenowej i Airmesh
- dostępna z otwartym i zamkniętym tyłem
- opatentowany zawias Cawley Tension
- funkcja stabilizacji rzepki.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** Airmash Otwarty tył Prawy LG , neopren lewy , neopren prawy