

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-otworem-na-rzepke-p-3302.html>



Stabilizator kolana z otworem na rzepkę

Numer katalogowy	4532
Producent	Mueller

Opis produktu

- Extra długie rękawy o konstrukcji profilowanej dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania do kształtu kolana
- miękka mieszanka neoprenowa zapewnia równomierny nacisk i kojące ciepło
- otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji

Zastosowanie

- zespoły bólowe stawu kolanowego
- przeciążenia stawu kolanowego
- ochrona podczas aktywności sportowej
- stany zapalne różnego pochodzenia

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 53cm)*

S 30-35 cm

M 35-40 cm

L 40-45 cm

XL 45-50 cm

*obwód środka kolana

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL