

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-policentrycznymi-podwojnymi-zawiasami-1136-p-7554.html>



Stabilizator kolana z policentrycznymi (podwójnymi) zawiasami - 1136

Numer katalogowy **1136**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1136 Stabilizator kolana z policentrycznymi (podwójnymi) zawiasami.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z policentrycznymi (podwójnymi) zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, niestabilności kolana, przeprostsu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł.

Kolor: beżowy.

Numer katalogowy: 1136.

Rozmiar: (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 33,3cm - 37,5cm

M 38,4cm - 40,6m

L 41,0cm - 45,1cm

XL46,0cm - 50,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL