

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-regulacja-kata-zgięcia-61047104-p-2243.html>



## Stabilizator kolana z regulacją kąta zgięcia 6104/7104

Numer katalogowy **6104/7104**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, posiada: anatomicznie wyprofilowane policentryczne szyny boczne, górne i dolne taśmy dociągowe oraz silikonowy pierścień stabilizujący rzepkę. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

#### Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, Tendonitis, bóle stawowe, lekkie skręcenia stawu kolanowego, pooperacyjnie, wrodzona lub nabyta boczno-przyśrodkowa niestabilność stawu kolanowego pochodzenia więzadłowo-torebkowego.

#### Działanie:

podparcie, ucisk i bardzo dobre przyleganie do kończyny, podczas chodzenia i biegania silikonowy pierścień stabilizujący rzepkę wywołuje mikro-masaż powodując poprawę krążenia w kończynie oraz wspomaga absorpcję obrzęków okołostawowych, stabilizacja boczno-przyśrodkowa stawu.

**Długość:** 35 cm.

**Kolor:** 6104(beż) / 7104(czarny).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	50-55

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

**Kolor:** beżowy , czarny