

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-regulacja-konta-zgięcia61207120-p-2251.html>



Stabilizator kolana z regulacją konta zgięcia6120/7120

Numer katalogowy **6120/7120**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator kolana wykonany z materiału 3-TEX®, posiada: silikonowy pierścień stabilizujący rzepkę, wyprofilowane anatomicznie policentryczne szyny boczne, taśmy owijane dookoła uda i podudzia pozwalają na dopasowanie stabilizatora w szerokim zakresie rozmiarowym oraz płynną regulację siły przylegania szyn bocznych do kończyny, okolica dołu podkolanowego jest otwarta. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

Zastosowanie:

pooperacyjnie, dzięki swojej budowie stabilizator może być zastosowany wtedy gdy potrzebne jest szybkie zakładanie, różny stopień ucisku, w zależności od aktualnej aktywności fizycznej (np. sport, praca, zmienny stopień obciążenia) niestabilność rzepki, zmiany zwyrodnieniowe stawu, zaburzenia zwartości stawu, choroby reumatyczne, stabilizacja boczno-przyśrodkowa.

Działanie:

stabilizacja boczna, dobre podparcie rzepki, w czasie ruchu pierścień silikonowy wywołuje mikro-masaż okolicy rzepki przyczyniając się do zmniejszenia obrzęku oraz wspomaga jego wchłanianie.

Długość: 35 cm.

Kolor: 6120(beż) / 7120(czarny).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-36	36-41	41-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Kolor: beżowy , czarny