

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-silikonowym-wzmocnieniem-rzepki-1021-p-7544.html>



## Stabilizator kolana z silikonowym wzmocnieniem rzepki - 1021

Numer katalogowy **1021**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1021 Stabilizator kolana z silikonowym wzmocnieniem rzepki.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Zalecany jest przy schorzeniach rzepki w celu jej stabilizacji, a także jako uniwersalne wzmocnienie stawu.

**Kolor:**beżowy, czarny.

**Numer katalogowy:** 1021.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 33,7cm - 35,9cm

**M** 36,2cm - 38,4cm

**L**38,7cm - 43,5cm

**XL** 43,8cm - 51,1cm

**XXL** 54,4cm - 56,2cm.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL

**Kolor:** beżowy , czarny