

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-silikonowym-wzmocnieniem-rzepki-1024-p-7543.html>



Stabilizator kolana z silikonowym wzmocnieniem rzepki - 1024

Numer katalogowy	1024
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1024 Stabilizator kolana z silikonowym wzmocnieniem rzepki.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszyciego bawełną**, wzmocnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Zalecany jest przy schorzeniach rzepki w celu jej stabilizacji, a także jako uniwersalne wzmocnienie stawu. Zakładany jest od przodu, co pozwala uniknąć dodatkowych urazów związanych z wciąganiem stabilizatora.

Numer katalogowy: 1024.

Rozmiar: uniwersalny.