

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-silikonowymi-wzmocnieniami-bocznymi-oraz-zapieciem-krzyzowym-1033-p-7550.html>



## Stabilizator kolana z silikonowymi wzmocnieniami bocznymi oraz zapięciem krzyżowym - 1033

Numer katalogowy **1033**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1033 Stabilizator kolana z silikonowymi wzmocnieniami bocznymi oraz zapięciem krzyżowym.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Wzmocnienia boczne zapewniają dobrą stabilizację kolana, zaś zapięcie krzyżowe stanowi ochronę dla więzadeł krzyżowych. Stabilizator zalecany jest po urazach lub przy schorzeniach rzepki, łąkotki, więzadeł, jak również profilaktycznie, jako środek zapobiegający urazom, w przypadku chorób zwyrodnieniowych, przeciążeniowych i reumatycznych, szpotawości lub koślawości kolan, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji pourazowej.

**Numer katalogowy:** 1033.

**Rozmiar:** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 33,3cm - 37,5cm

**M** 38,4cm - 40,6cm

**L** 41,0cm - 45,1cm

**XL** 46,0cm - 50,2cm

**XXL** 51,1cm - 55,3cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL