

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zawiasami-1031-p-7553.html>



Stabilizator kolana z zawiasami - 1031

Numer katalogowy	1031
Producent	Oppo

Opis produktu

1031 Stabilizator kolana z zawiasami.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł.

Kolor: beżowy, czarny.

Numer katalogowy: 1031.

Rozmiar: (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 33,3cm - 37,5cm

M 38,4cm - 40,6m

L 41,0cm - 45,1cm

XL 46,0cm - 50,2cm

XXL 51,1cm - 55,3cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL

Kolor: beżowy , czarny