

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zawiasami-1032-p-7549.html>



Stabilizator kolana z zawiasami - 1032

Numer katalogowy **1032**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1032 Stabilizator kolana z zawiasami.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podsytego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Otwór zapewnia delikatną stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku chorzeń łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł. Stabilizator jest zakładany od tyłu, co ułatwia jego aplikację.

Numer katalogowy: 1032.

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 33,3cm - 37,5cm

M 38,4cm - 40,6cm

L 41,0cm - 45,1cm

XL 46,0cm - 50,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL