

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zawiasami-z-przewiewnej-tkaniny-2031-p-7551.html>



Stabilizator kolana z zawiasami, z przewiewnej tkaniny - 2031

Numer katalogowy	2031
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

2031 Stabilizator kolana z zawiasami, z przewiewnej tkaniny.

Stabilizator, wykonany z elastycznego i **przewiewnego** materiału, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Otwór zapewnia delikatną stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł.

Numer katalogowy: 2031.

Rozmiar: (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 30,5cm - 34,3cm

M 34,3cm - 38,1cm

L 38,1cm - 41,9cm

XL 41,9cm - 45,7cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL