

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zawiasami-z-przewiewnej-tkaniny-2037-p-7552.html>



## Stabilizator kolana z zawiasami, z przewiewnej tkaniny - 2037

Numer katalogowy **2037**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **2037 Stabilizator kolana z zawiasami, z przewiewnej tkaniny.**

Stabilizator, wykonany z elastycznego i przewiewnego materiału, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Otwór zapewnia delikatną stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu). Stabilizator jest zakładany od tyłu, co ułatwia jego aplikację.

**Numer katalogowy:** 2037.

**Rozmiar:** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 30,5cm - 34,3cm

**M** 34,3cm - 38,1cm

**L** 38,1cm - 41,9cm

**XL** 41,9cm - 45,7cm

**XXL** 45,7cm - 49,5cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL