

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zegarem-4039-p-7558.html>



## Stabilizator kolana z zegarem - 4039

Numer katalogowy	<b>4039</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **4039 Stabilizator kolana z zegarem.**

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostowania kolana i chronią przed przeprostem. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym).

**Długość:**

45cm (4039-18)  
55cm (4039-22)  
67cm (4039-26).

**Numer katalogowy:** 4039.

**Rozmiar:** uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 45 cm , 55 cm , 67 cm