

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zegarem-4039-p-7558.html>



Stabilizator kolana z zegarem - 4039

Numer katalogowy	4039
Producent	Oppo

Opis produktu

4039 Stabilizator kolana z zegarem.

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostowania kolana i chronią przed przeprostem. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym).

Długość:

45cm (4039-18)
55cm (4039-22)
67cm (4039-26).

Numer katalogowy: 4039.

Rozmiar: uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 45 cm , 55 cm , 67 cm