

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:56

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zegarem-4139-p-7559.html>



Stabilizator kolana z zegarem - 4139

Numer katalogowy **4139**

Producent **Oppo**

Opis produktu

4139 Stabilizator kolana z zegarem.

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostowania kolana i chronią przed przeprostem. Unikalna konstrukcja zegara pozwala łatwo regulować kąt zgięcia oraz wyprostowania. Stabilizator można skrócić. Zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym).

Numer katalogowy: 4139.

Rozmiar: uniwersalny.