

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zegarem-4239-p-7560.html>



## Stabilizator kolana z zegarem - 4239

Numer katalogowy	<b>4239</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **4239 Stabilizator kolana z zegarem.**

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostu kolana i chronią przed przeprostem. Unikalna konstrukcja zegara pozwala łatwo regulować kąt zgięcia oraz wyprostu. Stabilizator można skrócić. Zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym). Unikalne wykonanie zapewnia maksimum komfortu dla użytkownika. Wersja na lewą i prawą nogę.

**Numer katalogowy:** 4239.

**Rozmiar** (obwód wokół uda, 15cm nad kolanem):

**S** 36,8cm - 45,7cm

**M** 45,7cm - 53,3m

**L** 53,3cm - 58,4cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S