

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-z-zegarem-policentrycznym-1036-p-7563.html>



## Stabilizator kolana z zegarem policentrycznym - 1036

Numer katalogowy **1036**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1036 Stabilizator kolana z zegarem policentrycznym.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary policentryczne zapewniają kontrolę wzdłużną i chronią przed przeprostem. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł, po zabiegach chirurgicznych.

**Numer katalogowy:** 1036.

**Rozmiar:** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 33,3cm - 37,5cm

**M** 38,4cm - 40,6cm

**L** 41,0cm - 45,1cm

**XL** 46,0cm - 50,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL