

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-ze-wzmocnieniem-rzepki-1028-p-7542.html>



## Stabilizator kolana ze wzmocnieniem rzepki - 1028

Numer katalogowy	<b>1028</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **1028 Stabilizator kolana ze wzmocnieniem rzepki.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego materiału Coolprene**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Stabilizuje rzepekę kolanową, łagodzi ból, zapobiega syndromowi Chondromalacia Patella, chroni przed dyslokacją rzepki. Pasy mocujące pozwalają na regulację i optymalne ustawienie położenia oraz siły kompresji stabilizatora. Zalecany jest przy schorzeniach rzepki w celu jej stabilizacji, a także jako uniwersalne wzmocnienie stawu.

**Numer katalogowy:** 1124.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**XS** 30,5cm - 33,0cm

**S** 33,0cm - 35,5cm

**M** 35,5cm - 38,0cm

**L** 38,0cm - 40,6cm

**XL** 40,6cm - 43,0cm

**XXL** 43,0cm - 45,5cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL