

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-levamed-emotion-p-7901.html>



Stabilizator kostki Levamed E+motion

Numer katalogowy **9811**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator kostki

- Oddychająca tkanina
- Interesująca kolorystyka

Dzianina uciskowa i wkładki silikonowe powodują efekt masażu, który wspomaga ukrwienie i prowadzi do szybszej resorpcji krwiaków i obrzęków. Produkt poprawia propriocepcję i siłę mięśniową.

Detale:

- Anatomicznie dopasowana opaska z bocznymi i przyśrodkowymi wkładkami silikonowymi.
- Bardzo elastyczna, oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina Clima-Comfort.
- Specjalnie tkana, miękka część Comfort-Zone zapobiega uciskowi i zwijaniu.

Wskazania

- lekka niestabilność
- zwichnięcia, stłuczenia
- nadmiar mazi stawowej i obrzęk (choroba zwyrodnieniowa stawów / zapalenie stawów)
- podrażnienie (przewlekłe, stany pooperacyjne, pourazowego)

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono dotychczas żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jednakże zbyt mocne ściśnięcie środków pomocniczych, np. ortez może w niektórych przypadkach prowadzić do wystąpienia objawów ucisku lub zwężenia naczyń lub nerwów. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności należy przed zastosowaniem opaski skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie:

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy.
- Zaburzenia odpływu limfy – również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski. Stosowanie łącznie z innymi produktami, np. z pończochami uciskowymi należy wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie.

Rozmiar

cm	rozmiar	numer artykułu
17 - 20	I	K.010.301
20 - 22	II	K.010.302
22 - 24	III	K.010.303
24 - 26	IV	K.010.304
26 - 28	V	K.010.305

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V