

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-os6240-p-2535.html>



Stabilizator kostki OS6240

Numer katalogowy **OS6240**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała, utkanie 3D zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie, ponadto orteza zawiera zakostkowe wiskoelastyczne peloty uciskowe, a elastyczność rękawa zapewnia lekki ucisk i masaż tkanek miękkich.

Zalecenia:

niewielkie urazy i niestabilności stawu skokowego obrzęki stawu oraz średniej wielkości stany zapalne po urazie lub skręceniu a także profilaktyka wymienionych dolegliwości podrażnienia tkanek miękkich pooperacyjne, pourazowe (po skręceniu) wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

Działanie:

rękaw elastyczny stabilizatora przenosi kompresję na peloty zakostkowe, które w trakcie aktywności fizycznej powodują pulsacyjny masaż tkanek miękkich spowodowany ruchem stopy względem podudzia w okolicy pięty materiał jest bardziej miękki niż w innych częściach ortezy i wywołuje mniejszą kompresję stabilizator poprawia zwartości stawu oraz stabilizuje.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód na wysokości kostki (cm)	17-20	20-23	23-26

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S