

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-os6241-p-2536.html>



Stabilizator kostki OS6241

Numer katalogowy **OS6241**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana jest z bardzo lekkiej elastycznej mocnej taśmy, która jest miękka w kontakcie z ciałem nie powoduje otarć i podrażnień skóry.

Zalecenia:

niewielkie urazy, skręcenia, niestabilności wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców, do pracy.

Działanie:

dzięki dużej elastyczności stabilizator pozwala na indywidualne dopasowanie.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód na wysokości kostki (cm)	17-20	20-23	23-26

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S