

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-ultra-cts-p-3368.html>



Stabilizator kostki Ultra CTS

Numer katalogowy	2AA5-55339
Producent	Breg

Opis produktu

Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych stabilizatorów dostępnych na rynku. Wyprodukowany z rewolucyjnego materiału PERFORMATHANE dzięki któremu stabilizator kostki ULTRA CTS łączy w sobie doskonałą ochronę i wygodę noszenia. Podwyższona konstrukcja dla lepszej stabilizacji kostki.

Używana przy:

- skręceniach kostki
- profilaktyce
- przewlekłej niestabilności kostki

Cechy charakterystyczne:

- pasuje na lewą i prawą stopę
- bardzo lekki stabilizator
- samoformowalna podeszwa (materiał PERFORMATHANE pod wpływem ciepła dopasowuje się do anatomicznej budowy stopy) zwiększa kontrolę
- technologia HINGED-CUFF ogranicza nadmierne skręcanie i obracanie stawu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L/XL , S/M