

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-ultra-high-p-3270.html>



## Stabilizator kostki Ultra High

Numer katalogowy	<b>DFD5-7873D</b>
Producent	<b>Breg</b>

### Opis produktu

Stabilizator kostki ULTRA HIGH zaprojektowany tak aby chronił kostkę przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) zarówno w jej dolnej jak i w górnej części. Stabilizator ten nie ogranicza ruchów (pracuje razem z twoją kostką) i zapewnia długotrwałą ochronę.

#### Używana przy:

- skręceniach kostki
- ostrych skręceniach kostki
- profilaktyce
- przewlekłej niestabilności kostki.

#### Cechy charakterystyczne:

- pasuje na lewą i prawą stopę
- bardzo lekki stabilizator
- samoformowalna podeszwa zwiększa kontrolę
- technologia HINGED-CUFF ogranicza nadmierne skręcanie i obracanie stawu.

#### Tabela rozmiarów

Rozmiar #	Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
X = 1	SM	36 - 42	36 - 42
X = 2	MD	42,5 - 46	42,5 - 46,5
X = 3	LG	46,5 +	47 +

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** LG , MD , SM