

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-ultra-zoom-p-3271.html>

Stabilizator kostki ULTRA ZOOM



Numer katalogowy	A326-952BF
Producent	Breg

Opis produktu

Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych stabilizatorów dostępnych na rynku. Wyprodukowany z rewolucyjnego materiału PERFORMATHANE dzięki któremu stabilizator kostki ULTRA ZOOM łączy w sobie doskonałą ochronę i wygodą noszenia.

Używana przy:

- skręceniach kostki
- profilaktyce
- przewlekłej niestabilności kostki

Cechy charakterystyczne:

- pasuje na lewą i prawą stopę
- bardzo lekki stabilizator
- samoformowalna podeszwa (materiał PERFORMATHANE pod wpływem ciepła dopasowuje się do anatomicznej budowy stopy) zwiększa kontrolę
- technologia HINGED-CUFF ogranicza nadmierne skręcanie i obracanie stawu.

Rozmiar Dobieramy według rozmiaru obuwia. Dostępny rozmiar LG/XL

Rozmiar #	Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
X = 1	SM	36 - 42	36 - 42
X = 2	MD	42,5 - 46	42,5 - 46,5
X = 3	LG	46,5 +	47 +

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL