

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-ultra-zoom-p-3271.html>

Stabilizator kostki ULTRA ZOOM



| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | A326-952BF |
| Producent | Breg |

Opis produktu

Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych stabilizatorów dostępnych na rynku. Wyprodukowany z rewolucyjnego materiału PERFORMATHANE dzięki któremu stabilizator kostki ULTRA ZOOM łączy w sobie doskonałą ochronę i wygodą noszenia.

Używana przy:

- skręceniach kostki
- profilaktyce
- przewlekłej niestabilności kostki

Cechy charakterystyczne:

- pasuje na lewą i prawą stopę
- bardzo lekki stabilizator
- samoformowalna podeszwa (materiał PERFORMATHANE pod wpływem ciepła dopasowuje się do anatomicznej budowy stopy) zwiększa kontrolę
- technologia HINGED-CUFF ogranicza nadmierne skręcanie i obracanie stawu.

Rozmiar Dobieramy według rozmiaru obuwia. Dostępny rozmiar LG/XL

| Rozmiar # | Rozmiar | Mężczyźni | Kobiety |
|-----------|---------|-----------|-------------|
| X = 1 | SM | 36 - 42 | 36 - 42 |
| X = 2 | MD | 42,5 - 46 | 42,5 - 46,5 |
| X = 3 | LG | 46,5 + | 47 + |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL