

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-z-neoprenu-p-3363.html>

## Stabilizator kostki z neoprenu



Numer katalogowy	<b>964</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

- Wykonany z neoprenu
- lekki i cienki stabilizator
- pasuje do każdego rodzaju obuwia

### Zastosowanie

- urazy i osłabienie więzadeł
- choroby zwyrodnieniowe stawu skokowego
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu (profilaktyka przeciążeń)

*według rozmiaru obuwia	SM	MD	LG	XL
Europejski męski	40-42	42-45	45-47	47-49
Europejski damskie	39-41	41-43	44-46	46-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , SM , XL