

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 09:40

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-locia-l-01-p-7735.html>



## Stabilizator łokcia L-01

Numer katalogowy **9963**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- nie krępuje ruchów przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchu
- zmniejsza nacisk na staw łokciowy, powoduje jego usztywnienie
- redukuje bóle związane z obrzękami oraz zdrętwieniami
- posiada elastyczne opasanie obwojowo-klamrowe zapinane na rzep oraz masującą wyściółkę na wyrostek łokciowy.

#### Dostępne rozmiary:

**S** 23,2-25,7 **M** 26,0-28,3 **L** 28,6-30,8 **XL** 31,1-33,3

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL