

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-locia-l-03-p-7736.html>



## Stabilizator łokcia L-03

Numer katalogowy **9964**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- nie krępuje ruchów przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchu
- zmniejsza nacisk na staw łokciowy, powoduje jego usztywnienie
- bóle związane z obrzękami i zdręwnieniami
- posiada elastyczne opasanie obwojowo-klamrowe zapinane na rzep oraz masującą wyściółkę na wyrostek łokciowy
- stosowany w profilaktyce, leczeniu i doleczaniu zapaleń nadkłytki kości ramiennych tzw. „łokcia tenisisty” oraz „łokcia golfisty”

### Rozmiar uniwersalny