

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-lokcia-os6230-p-2533.html>



Stabilizator łokcia OS6230

Numer katalogowy **OS6230**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała, utkanie 3D zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie, ponadto orteza zawiera wiskoelastyczne peloty uciskowe, a dołączona elastyczna taśma dociągowa pozwala na indywidualne dopasowanie siły stabilizacji i nacisku pelot.

Zalecenia:

“łokieć tenisisty” , “łokieć golfisty” niewielkie urazy i niestabilności, średniej wielkości stany zapalne wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

Działanie:

możliwość kontroli siły kompresji prowadzi do zmniejszenia bólu oraz napięcia mięśniowo-ścięgnistego, rękaw elastyczny stabilizatora przenosi kompresję na peloty, które powodują pulsacyjny, wywołany przez ruchy w stawie łokciowym, masaż tkanek miękkich, w okolicy wyrostka łokciowego materiał jest bardziej miękki i wywołuje mniejszą kompresję, niż w innych częściach ortozy stabilizator poprawia zwartości stawu oraz stabilizuje stawy łokcia.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód na wysokości łokcia (cm)	22-26	26-30	30-34

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S