

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-locia-tenisisty-z-poduszka-silikonowa-p-1751.html>



## Stabilizator łokcia "tenisisty" z poduszką silikonową

Numer katalogowy	<b>SP-G-2060</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji „łokcia tenisisty”
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany jako środek prewencyjny, zapewniający ochronę łokcia oraz osłabionych lub uszkodzonych ścięgien i mięśni. Efektywny zarówno przy świeżych jak i zastarzałych kontuzjach

Dzięki zastosowaniu silikonowej poduszki stanowi doskonałe zabezpieczenie przed powstawaniem urazów związanych z tzw. łokciem tenisisty. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

**Rozmiar:**  
Uniwersalny

**Sposób konserwacji:**  
Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Przeciwwskazania:**  
Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.