

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-locia-tenisisty-z-silikonowa-wkladka-1080-p-7636.html>



Stabilizator łokcia tenisisty z silikonową wkładką - 1080

Numer katalogowy **1080**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1080 Stabilizator łokcia tenisisty z silikonową wkładką.

Wykonany z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, zwyrodnieniem i wstrząsami. Silikonowa wkładka łagodzi dolegliwości związane z tzw. "łokciem tenisisty". Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki tzw. łokcia tenisisty u osób grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.

Kolor: beżowy, czarny.

Numer katalogowy: 1080.

Rozmiar (obwód wokół łokcia):

S 23,2 cm - 25,7 cm

M 26,0 cm - 28,3 cm

L 28,6 cm - 30,8 cm

XL 31,1 cm - 33,3 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

Kolor: beżowy , czarny