

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-locia-tenisisty-z-silikonowa-wkladka-1086-p-7635.html>



Stabilizator łokcia tenisisty z silikonową wkładką - 1086

Numer katalogowy **1086**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1086 Stabilizator łokcia tenisisty z silikonową wkładką.

Wykonana z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną**. Silikonowa wkładka łagodzi dolegliwości związane z tzw. "łokciem tenisisty". Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki tzw. łokcia tenisisty u osób grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.

Kolor: beżowy, czarny.

Numer katalogowy: 1086.

Rozmiar: uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny