
Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 23:38

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-lydki-1010-p-7567.html>



Stabilizator łydki - 1010

Numer katalogowy	1010
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1010 Stabilizator łydki.

Wykonany z oddychającego neoprenu podszytego bawełną, stabilizator ogrzewa łydkę, poprawia krążenie krwi, a także stabilizuje i chroni przed urazami. Zalecany przy schorzeniach ścięgien i mięśni, a także jako ochrona przed urazami.

Numer katalogowy: 2001.

Rozmiar (obwód w połowie łydki):

S 33,0cm - 36,2cm

M 36,8cm - 39,4cm

L 40,0cm - 42,5cm

XL 43,2cm - 46,4cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL