
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-lydki-c-01-p-7725.html>



Stabilizator łydki C-01

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 9953 |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Neox |
|-----------|-------------|

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza bóle związane z obrzękami, zdrętwieniami, przy przemęczeniu i nadwyrężeniu mięśni łydki

Dostępne rozmiary (obwód łydki):

S 33,0 - 36,0 **M** 36,0 - 39,0 **L** 39,0 - 42,0 **XL** 42,0 - 46,0 **XXL** 46,0 - 50,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL