

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-lydki-os6804-p-2541.html>



Stabilizator łydki OS6804

Numer katalogowy **OS6804**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Opaska jest wykonana z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała.

Zalecenia:

profilaktyka naciągnięć mięśni podudzia, ochrona piszczeli wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

Działanie:

stabilizacja oraz kompresja.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód łydki w najszerszym miejscu (cm)	27-31	31-36	36-42

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S