

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:40

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-na-kostke-xlp-p-3274.html>



Stabilizator na kostkę XLP

Numer katalogowy **10E7-40380**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- Cztery sprężyste wkładki (po dwie z każdej strony) działają jak ścięgna i pomagają wzmocnić staw skokowy
- wykonany jest z wysoce wytrzymałego poliestru na zewnątrz, a wewnątrz znajduje się powłoka bardzo miękkiej dzianiny
- wysokie wycięcie z przodu i wąska dolna część pozwalają na swobodne poruszanie nogą

Zastosowanie:

- ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
- zwknięcia stawu skokowego
- osłabienie więzadeł
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu

#	XS	SM	MD	LG	XL
MĘSKI EUROPEJSKI	38-40	40-42	42-45	45-47	47-49
DAMSKI EUROPEJSKI	36-39	39-41	41-43	44-46	46-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL , XS