

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-1081-p-7612.html>

## Stabilizator nadgarstka - 1081

Numer katalogowy **1081**

Producent **Oppo**



### Opis produktu

#### **1081 Stabilizator nadgarstka.**

Wykonany z **oddychającego, perforowanego breathprenu podszytego bawełną**, z pasem dociągającym, wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu i wstrząsami. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.

**Numer katalogowy:** 1081.

**Kolor:** beżowy, czarny.

**Rozmiar:** uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** beżowy , czarny