

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-1081-p-7612.html>

Stabilizator nadgarstka - 1081

Numer katalogowy **1081**

Producent **Oppo**



Opis produktu

1081 Stabilizator nadgarstka.

Wykonany z **oddychającego, perforowanego breathprenu podszytego bawełną**, z pasem dociągającym, wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu i wstrząsami. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.

Numer katalogowy: 1081.

Kolor: beżowy, czarny.

Rozmiar: uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny