

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-1083-p-7614.html>

## Stabilizator nadgarstka - 1083



Numer katalogowy	<b>1083</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **1083 Stabilizator nadgarstka.**

Wykonany z **oddychającego, perforowanego breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu i wstrząsami. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.

**Numer katalogowy:** 1083.

**Kolor:** beżowy, czarny.

**Rozmiar:** uniwersalny.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** beżowy , czarny