

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-1084-p-7615.html>



Stabilizator nadgarstka 1084

Numer katalogowy **1084**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1084 Stabilizator nadgarstka.

Wykonany z **oddychającego, perforowanego breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu i wstrząsami. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień.

Numer katalogowy: 1084.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 14,0 cm - 15,9 cm

M 16,5 cm - 18,4 cm

L 19,1 cm - 21,0 cm

XL 21,6 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL